

**✦ Important information about your new device: Please read.**

**1**

**Plug in Your On the Go**

Plug the charging cable into an electrical outlet that is not controlled by a light switch and place your On the Go device in the indicated direction on the charging cradle.



**2**

**Initial System Check**

The LED light will turn solid red and the device will announce, “Your device is now charging.” When your device has an adequate battery charge and is connected to the cellular network, it will announce “Your device is now ready. If you need to place an emergency call, please press and hold the HELP button now.”



**3**

**Testing Your On the Go**

The first time you turn on your system it may announce, “Hello, it is time to test your system to make sure it is working properly. Please press and hold the HELP button for one second now.” Please make this test call when requested.



**4**

**Charging Your On the Go**

Leave your device on the charging cradle until the LED light is green, indicating that your device has completed charging.



*The back of this device contains magnets. Individuals with pacemakers should consult with their physician.*

**Need Help? Call us toll free at 1-800-387-1215**

**TROUBLESHOOTING GUIDE**

LED	ANNOUNCEMENT	WHAT THIS MEANS	WHAT YOU SHOULD DO
<b>Red Solid</b>	“Your device is now charging.”	Device is connected to the charger	Leave on charger until battery is charged and the LED is green
<b>Red Blinking</b>	“Your device battery is low. For your protection, please place your device on the charger now.”	Your battery is critically low	Place device on charger as soon as possible
<b>Solid Green</b>	“Your device is now ready.”	Your device is ready to make a call	Press the button if you wish to make a call
<b>Blinking Green</b>		Your device has adequate charge and is looking for cellular connection	Wait. If this continues, move to another location with better cell coverage

**Tips and Reminders**

- Your device requires adequate battery charge and cellular signal to make an emergency call.
- Your device is water resistant and can be worn in the shower or bath.
- Your device uses the cellular network to communicate. The device’s location, network provider service availability, and other issues may disrupt communications.

**✦ Charge your device daily! Test your system monthly!**

Distributed by  
**Lifeline**

**1**

**Brancher votre appareil On the Go**

Branchez le câble de recharge sur une prise électrique non contrôlée par un interrupteur d'éclairage et placez votre appareil On The Go dans la direction indiquée sur le socle de charge.



**2**

**Vérification initiale du système**

Le voyant DEL deviendra rouge et l'appareil annoncera : « Votre appareil est en cours de charge ». Quand la charge de la pile de l'appareil sera suffisante et que ce dernier sera connecté au réseau cellulaire, il annoncera « Votre appareil est maintenant prêt. Si vous devez effectuer un appel d'urgence, veuillez appuyer sur le bouton d'AIDE maintenant et le maintenir enfoncé. »



**3**

**Tester votre appareil On the Go**


La première fois que vous mettez votre système sous tension, il peut annoncer : « Bonjour, il est temps de tester votre système afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement. Veuillez appuyer sur le bouton d'AIDE maintenant pendant une seconde. » Veuillez effectuer cet appel de test lorsque demandé.



**4**

**Recharger votre appareil On the Go**

Laissez votre appareil sur le socle de charge jusqu'à ce que le voyant DEL soit vert, ce qui indique que le chargement de votre appareil est terminé.



L'arrière de cet appareil contient des aimants. Les personnes portant un stimulateur cardiaque devraient consulter leur médecin.

**Besoin d'aide? Appelez-nous au numéro sans frais 1 800 387-1215**

**GUIDE DE DÉPANNAGE**

DEL	ANNONCE	SIGNIFICATION	QUOI FAIRE
<b>Rouge fixe</b>	« Votre appareil est en cours de charge. »	L'appareil est connecté au chargeur	Laissez le chargeur allumé jusqu'à ce que la pile soit chargée et que le voyant DEL soit vert
<b>Rouge clignotant</b>	« La pile de votre appareil est faible. Pour votre protection, veuillez placer votre appareil sur le chargeur maintenant. »	Votre pile est extrêmement faible	Placer l'appareil sur le chargeur dès que possible
<b>Vert fixe</b>	« Votre appareil est maintenant prêt »	Votre appareil est prêt à effectuer un appel	Appuyez sur le bouton si vous voulez effectuer un appel
<b>Vert clignotant</b>		Votre appareil est suffisamment chargé et il recherche une connexion cellulaire	Attendez. Si cela continue, déplacez-vous vers un autre emplacement offrant une meilleure couverture cellulaire.

**Conseils et rappels**

- Votre appareil nécessite une charge de pile adéquate et un signal cellulaire pour effectuer un appel d'urgence.
- Votre appareil est étanche et peut être porté sous la douche et dans le bain.
- Votre appareil utilise le réseau cellulaire pour communiquer. L'emplacement de l'appareil, la disponibilité du service du fournisseur de réseau et d'autres problèmes peuvent perturber les communications.

**Rechargez votre appareil tous les jours!**  
**Testez votre système tous les mois!**