

Lifeline

Résidences pour
personnes âgées



Boutons d'aide personnels avec détection de chute

Des boutons intelligents de type pendentif qui envoient automatiquement une alarme si une chute est détectée.

Les pendentifs de détection de chute Lifeline 319 MHz et 900 MHz sont légers et résistants à l'eau, ce qui facilite leur port constant pour profiter d'une protection continue. Cette partie essentielle du système de sécurité CarePoint pour résidences pour personnes âgées avertit le personnel en cas de chute potentielle, même si un résident est incapable d'appuyer sur son bouton d'aide. Voilà un autre produit Lifeline sur lequel vous pouvez compter pour vous aider à bâtir une meilleure expérience communautaire.

Caractéristiques et avantages

Le design léger et résistant à l'eau facilite le port constant pour profiter d'une protection continue

La DEL brillante indique qu'un appel à l'aide a été envoyé

Le design spécial du bouton réduit le nombre d'activations accidentelles

Le cordon réglable avec la caractéristique de rupture améliore la sécurité de l'utilisateur

L'appareil supervisé fournit une notification en cas de pile faible

Spécifications

Fréquence	319.5 MHz / 900 MHz
Poids	28,6 g (1,01 oz)
Matériaux	Bouton : Silicone
	Cordon : Nylon
	Boîtier du pendentif : Plastique ABS
Voyant	DEL verte
Voyant de pile faible	DEL rouge
Portée du signal	Portée en champ libre de 182,8 m (600 pi)
Type de pile	Lithium 3V (CR2477), remplaçable
Durée de vie de la pile	1,5 an*
Garantie limitée du produit	Deux ans
Milieu de fonctionnement	Température : -5 à 50 °C (23 à 122 °F)
	Indice de protection contre les infiltrations de liquides et pénétrations de corps solides: IP45
Conformité réglementaire	FCC, RoHS, IP45, conforme aux normes de l'ISDE

Note : La portée et les performances de tout produit sans fil dépendent de la structure et de l'environnement dans lesquels il fonctionne. Les améliorations continues apportées aux produits Lifeline peuvent entraîner des modifications des spécifications sans préavis.

La technologie de Lifeline pour résidences pour personnes âgées ne détecte pas 100 % des chutes. Si possible, les utilisateurs devraient toujours appuyer sur leur bouton lorsqu'ils ont besoin d'aide.

*La durée de vie de la pile est calculée à raison d'une moyenne d'un appel passé par jour.

Informations de commande

Description	Numéro de pièce
Pendentif de détection de chute (319)	1902024
Pendentif de détection de chute (900)	1902036
Cordon de remplacement 1902036	1902045

Pour commander des pièces et des accessoires, veuillez contacter Lifeline pour résidences pour personnes âgées au **1 888 220-4108**.